



**MICROLAB**  
SCIENTIFIC

温州迈凯科技有限公司致力于成为过滤器行业的领先制造商，并满足客户对过滤器的所有需求。旗下“Microlab”品牌有多个系列针头式过滤器，适用多种实验室需求。提供不同膜材料、孔径、直径及特殊密封设计；彩色圆环与打印标识相结合，易于识别。为您提供更高效、更快速的选择！

系列：安捷伦，沃特斯，瓦里安，岛津等

尺寸：2ml,4ml,8ml,10ml

名称：8-425，9-425，10-425

# 自动取样品瓶

## —Autosampler Vials & Caps—

### 8-425

8-425自动进样器玻璃瓶产品是标准的ND8mm开顶螺纹玻璃玻璃瓶



### 9-425

9-425自动进样器玻璃瓶产品是标准的ND9mm开顶螺纹玻璃玻璃瓶



### 10-425

10-425自动进样器玻璃瓶是标准的ND10mm开顶螺旋玻璃玻璃瓶



### 13-425

13-425自动进样器玻璃瓶是标准的ND13mm开顶螺旋玻璃玻璃瓶



### 15-425

15-425玻璃瓶为标准螺旋开顶玻璃瓶，广泛适用于储存各种药物中间体



### 钳口瓶

11mm钳口自动进样器玻璃瓶是标准的ND11mm卷曲顶部玻璃玻璃瓶

### 卡口瓶

11mm卡口自动进样器玻璃瓶是标准的ND11mm卷曲顶部玻璃玻璃瓶



### 储存瓶

储存瓶适用于各种药品中间体的包装



### 顶空瓶

顶空瓶具有用于安全密封的斜边瓶颈、均匀的玻璃厚度以实现均匀的热分布



### EPA, VOA

提供20, 40, 60毫升EPA VOA小瓶，透明和琥珀色



- ▶ 为了安全起见，所有的小瓶都是平底的。
- ▶ 聚四氟乙烯/不锈钢锥隔片是最受欢迎的高效液相色谱应用。
- ▶ 预先切开的隔膜更容易被针刺穿。
- ▶ 预组装的瓶盖和隔层很方便，可以最大限度地减少处理过程中的污染。

## 8-425



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用, 预组装的盖和隔膜方便, 减少处理的污染。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。

描述			
体积 (ml)	1.5、2	颜色	透明、琥珀色
顶部设计类型	8-425 螺纹顶部	材质	玻璃
尺寸 (mm)	12*32	盖子	PP 盖子
膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫		
	聚四氟乙烯膜/橡胶隔垫		
	聚四氟乙烯隔垫		
包装	PP 小盒		

## 9-425



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。
- 预组装的盖和隔膜方便, 减少处理的污染。

描述			
体积 (ml)	0.3、0.7、1.5、2	颜色	透明、琥珀色
顶部设计类型	9-425 螺纹顶部	材质	高硼酸玻璃、PP
尺寸 (mm)	12*32	包装	PP 小盒
盖子	PP 盖子	膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫
	金属盖子		聚四氟乙烯隔垫

## 10-425



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。
- 预组装的盖和隔膜方便, 减少处理的污染。

描述	
体积 (ml)	1.5、2
顶部设计类型	10-425 螺纹顶部
尺寸 (mm)	12*32
颜色	透明、琥珀色
材质	高硼酸玻璃、PP
盖子	PP 盖子
膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫 聚四氟乙烯隔垫
包装	PP 小盒

## 13-425



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。
- 预组装的盖和隔膜方便, 减少处理的污染。

描述	
体积 (ml)	4
顶部设计类型	13-425 螺纹顶部
尺寸 (mm)	15*45
颜色	透明、琥珀色
材质	高硼酸玻璃
盖子	PP 盖子
膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫
包装	PP 小盒

## 15-425



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。
- 预组装的盖和隔膜方便，减少处理的污染。

描述	
体积 (ml)	8、12
顶部设计类型	15-425 螺纹顶部
尺寸 (mm)	16.6*60、18.4*66
颜色	透明、琥珀色
材质	高硼酸玻璃
盖子	PP 盖子
膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫
包装	PP 小盒

## 11mm钳口



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。
- 预组装的盖和隔膜方便，减少处理的污染。

描述	
体积 (ml)	1.5、2
顶部设计类型	11mm 钳口
尺寸 (mm)	12*32
颜色	透明、琥珀色
材质	高硼酸玻璃、PP
盖子	铝盖
膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫
包装	PP 小盒

## 11mm卡口



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。
- 预组装的盖和隔膜方便，减少处理的污染。

描述	
体积 (ml)	1.5、2
顶部设计类型	11mm 卡口
尺寸 (mm)	12*32
颜色	透明、琥珀色
材质	高硼酸玻璃、PP
盖子	PP 盖
膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫
包装	PP 小盒

## 顶空瓶



- 20mm钳口顶空瓶：20 毫米钳口压接颈，带有6 毫升、10毫升、20毫升的固定体积。提供平底或圆底设计，以实现准确的仪器兼容性。
- 18mm螺纹顶空瓶：18mm螺纹颈瓶，带有金属螺纹密封件，是钳口主导的顶空市场中的创新产品。然而，特别是对于难卷曲的金属盖，螺旋盖是一种方便的选择。

20mm 钳口顶空瓶			
货号	尺寸 (mm)	包装	描述
HV005CR	22.5*38	100	5ml 透明小瓶，钳口，圆底
HV010CR	22.5*46	100	10ml 透明小瓶，钳口，平底
HV110CR	22.5*46	100	10ml 透明小瓶，钳口，圆底
HV020CR	22.5*75	100	20ml 透明小瓶，钳口，平底
HV120CR	22.5*75	100	20ml 透明小瓶，钳口，圆底
18mm 螺纹顶空瓶			
货号	尺寸 (mm)	包装	描述
HV1810C	22.5*46	100	10ml 透明小瓶，18mm 螺口，圆底
HV1820C	22.5*75.5	100	20ml 透明小瓶，18mm 螺口，圆底

储存瓶适用于各种药品中间体、高价值化学品、化学试剂、生物试剂、化妆品、精华、油等的包装。适用于产品的长期储运，具有良好的密封性能。

## 储存瓶



货号	尺寸 (mm)	包装	描述
SV0902C	12*32	100	2mL 透明玻璃样品瓶 12x32mm 平底 9-425 螺纹顶部。
SV0902A	12*32	100	2mL 琥珀色玻璃样品瓶 12x32mm 平底 9-425 螺纹顶部。
SV1304C	15*45	100	4mL 透明玻璃样品瓶 15x45mm 平底 13-425 螺纹顶部。
SV1304A	15*45	100	4mL 琥珀色玻璃样品瓶 15x45mm 平底 13-425 螺纹顶部。
SV1807C	22*40	100	7mL 透明玻璃样品瓶 22x40mm 18-400 螺钉纹顶部。
SV1807A	22*40	100	7mL 琥珀色玻璃样品瓶 22x40mm 18-400 螺钉纹顶部。
SV1508C	17*60	100	8mL 透明玻璃样品瓶 17x60mm 15-425 螺纹顶部。
SV1508A	17*60	100	8mL 琥珀色玻璃样品瓶 17x60mm 15-425 螺纹顶部。
SV1810C	22*52	100	10mL 透明玻璃样品瓶 22x52mm 18-400 螺纹顶部。
SV1810A	22*52	100	10mL 琥珀色玻璃样品瓶 22x52mm 18-400 螺纹顶部。
SV1816C	22*70	100	16mL 透明玻璃样品瓶 22x70mm 18-400 螺纹顶部。
SV1816A	22*70	100	16mL 琥珀色玻璃样品瓶 22x70mm 18-400 螺纹顶部。
SV2420C	27.5*57	100	20mL 透明玻璃样品瓶 27.5x57mm 24-400 螺纹顶部。
SV2420A	27.5*57	100	20mL 琥珀色玻璃样品瓶 27.5x57mm 24-400 螺纹顶部。
SV2430C	27.5*84	100	30mL 透明玻璃样品瓶 27.5x84mm 24-400 螺纹顶部。
SV2430A	27.5*84	100	30mL 琥珀色玻璃样品瓶 27.5x84mm 24-400 螺纹顶部。
SV2440C	27.5*95	100	40mL 透明玻璃样品瓶 27.5x95mm 24-400 螺纹顶部。
SV2440A	27.5*95	100	40mL 琥珀色玻璃样品瓶 27.5x95mm 24-400 螺纹顶部。
SV2460C	27.5*140	100	60mL 透明玻璃样品瓶 27.5x140mm 24-400 螺纹顶部。
SV2460A	27.5*140	100	60mL 琥珀色玻璃样品瓶 27.5x140mm 24-400 螺纹顶部。

- 所有的小瓶都是通过热脱附300级和预清洁的鉴定。
- 通过GC-MS吹脱-捕集鉴定。
- 透明和琥珀色的高硼酸玻璃可选。
- 预组装的盖和隔膜方便，减少处理的污染。
- 兼容岛津、C&G Container、EP Scientific/Thermo、SUEZ Sievers等。
- ALWSCI Technologies是中国唯一能提供这小瓶的制造商。

## 顶空瓶



描述			
名称	EPA VOC TOC 小瓶	颜色	透明、琥珀色
体积 (ml)	20、40、60	材质	USPI 型，硼硅酸盐玻璃
尺寸 (mm)	27.5*95	盖子	黑色和白色的 pp 防尘盖
膜/隔膜	3mm 厚，聚四氟乙烯膜/硅胶隔膜		
型号	24-400		
兼容品牌	C&G Container、EP Scientific/ Thermo、SUEZ Sievers、Shimadzu,		
包装	72 只/PP 小盒		

# 高效液相色谱配件

## 小瓶架



提供PP/丙烯酸瓶架和瓶盖，易于处理和运输样品瓶。

- 聚丙烯/丙烯酸(亚克力)小瓶架可以抵抗大多数溶剂腐蚀。
- 透明的材质的瓶架，易于清洗。
- 色彩鲜明的瓶架，更易于识别选择。
- 结构稳固，放置稳定。
- 提供了四种尺寸，适合于所有的样品瓶。

货号	描述
VR02A	丙烯酸小瓶架，透明 50#，直径 12.5mm，适用 2 毫升的小瓶
VR04A	丙烯酸小瓶架，透明 50#，直径 16.5mm，适用 4 毫升的小瓶
VR20A	丙烯酸小瓶架，透明 50#，直径 22.5mm，适用顶空瓶
VR24A	丁烯酸小瓶架，透明 50#，直径 28.5mm，适用 24-400 小瓶
VR02P	PP 小瓶架，蓝色 50#，直径 12mm，适用 2 毫升的小瓶
VR04P	PP 小瓶架，蓝色 50#，直径 16mm，适用 4 毫升的小瓶
VR20P	PP 小瓶架，白色 40#，直径 24mm，适用顶空瓶
VR24P	丙烯酸小瓶架，白色 40#，直径 28mm，适用 24-400 小瓶
VB02P	PP 小瓶盖，带编号帽，透明 100#，直径 12mm，适用 2 毫升的小瓶



## 样品前处理注射器

质PP材料制成，具有良好的耐化学性

- 两件套式注射器仅用于实验室使用。
- 体积：1 毫升，2 毫升，5 毫升，10 毫升，20 毫升。
- 注射器采用优质 PP 材料制成，具有良好的耐化学性。
- 所有注射器设计匹配注射器过滤器和样品瓶一起。

订单信息		
货号	描述	包装 (只/件)
SY01	1mL 一次性 HPLC 实验样品预处理注射器。	100
SY03	3ml 一次性 HPLC 实验样品预处理注射器。	100
SY05	5mL 一次性 HPLC 实验样品预处理注射器。	100
SY10	10mL 一次性 HPLC 实验样品预处理注射器。	100
SY20	20mL 一次性 HPLC 实验样品预处理注射器。	100

## 手动压盖，拆盖钳



手动拆盖钳产品广泛应用于色谱实验室的钳口样品瓶盖。