

细胞工厂 Cell Factory



产品描述

规格：1层、2层、5层、10层、40层


灭菌方式：伽马辐射

说明：医用级聚苯乙烯（PS）材质

细胞工厂：细胞工厂是一个强大和易于使用的细胞培养平台，用于生产人类和动物疫苗、有益蛋白、细胞治疗和基因治疗的生产。以满足您的工作流的需求。我们有三种端口，适用于大多数细胞培养产品，以确保从批次到批次，从格式到格式的性能一致。

产品特点：

- 本产品由通过美国USP的VI级标准的医用级聚苯乙烯制成。
- 该产品是在一个10万级的无尘车间生产的。
- 表面TC处理确保了有效的细胞附着。
- 该产品采用超声波焊接工艺进行组装。
- 端口设计便于浇注和无菌灌装技术。
- 一个10层细胞工厂单元的细胞培养表面积相当于36个T-175烧瓶的面积



超声波焊接工艺



大口设计密封盖，透气盖



双层独立无菌包装

细胞工厂订单信息

双宽口Double Wide Mouth

货号/P/N	层数	培养面积 (cm)	容量 (ml)	件/箱
CF01W	1	656	200	4
CF02W	2	1296	400	4
CF05W	5	3216	1000	4
CF10W	10	6416	2000	2
CF101W	10	6416	2000	6
CF40W	40	25295	8000	2

宽口+窄口One Wide Mouth And One Narrow Mouth

货号/P/N	层数	培养面积 (cm)	容量 (ml)	件/箱
CF01D	1	656	200	4
CF02D	2	1296	400	4
CF05D	5	3216	1000	4
CF10D	10	6416	2000	2
CF101D	10	6416	2000	6
CF40D	40	25295	8000	2

双窄口Double Narrow Mouth

货号/P/N	层数	培养面积 (cm)	容量 (ml)	件/箱
CF01N	1	656	200	4
CF02N	2	1296	400	4
CF05N	5	3216	1000	4
CF10N	10	6416	2000	2
CF101N	10	6416	2000	6
CF40N	40	25295	8000	2

细胞培养皿 Cell Culture Dish



产品描述

规格：35mm, 60mm, 100mm, 150mm

灭菌方式：伽马辐射

说明：医用级聚苯乙烯（PS）材质

细胞培养皿：细胞培养皿提供良好的表面光滑性，可提供清晰的显微镜观察。

产品特点：

- 本产品由医用级USPVI级聚合物聚苯乙烯制成。
- 该产品是在一个10万级的无尘车间生产的。
- 将细胞的损伤或损失最小化。
- 伽马辐射灭菌。
- 无热源，不含DNA酶，核糖核酸酶
- 两条产品生产线：1. 用于贴壁细胞培养：通过亲水表面处理的细胞的初始粘附和增殖特性。2. 对于悬浮细胞培养：表面是抵抗细胞粘附的。



4个凸点透气



皿低光面整洁

细胞培养皿订单信息

未处理的细胞培养皿，用于悬浮细胞培养

货号/P/N	直径(mm)	高度(mm)	培养面积 (cm ²)	只/包	包/箱
CD035N	35	12	8.5	10	100
CD060N	60	15	22	10	100
CD100N	100	20	60	10	300
CD150N	150	25	150	5	100

组织培养处理后的培养皿，以进行贴壁细胞培养

货号/P/N	直径(mm)	高度(mm)	培养面积 (cm ²)	只/包	包/箱
CD035T	35	12	8.5	10	100
CD060T	60	15	22	10	100
CD100T	100	20	60	10	300
CD150T	150	25	150	5	100

细胞培养板 Cell Culture Plate



产品描述

规格：6孔，12孔，24孔，48孔，96孔


灭菌方式：伽马辐射

说明：医用级聚苯乙烯（PS）材质

细胞培养板：细胞培养板在精确的成型工艺的基础上，提供了良好的光滑度和均匀性。通过这样的财产。当用显微镜检查时，可以看到清晰的视野。

产品特点：

- 本产品由医用级USPVI级聚合物聚苯乙烯制成。
- 该产品是在一个10万级的无尘车间生产的。
- 伽马辐射灭菌。
- 无热源，不含DNA酶，核糖核酸酶
- 两条产品生产线：1. 用于贴壁细胞培养：通过亲水表面处理的细胞的初始粘附和增殖特性。2. 对于悬浮细胞培养：其表面可以抵抗细胞的粘附，从而最大限度地减少细胞的损伤或损失



字母编码



防滑处理和凸点设计



底面平整处理

细胞培养板订单信息

未处理的细胞培养板，用于悬浮细胞培养

货号/P/N	孔数	培养面积 (cm ²)	体积 (ml)	孔底	只/箱
CP06N	6	9.5	16	平底	1/50
CP12N	12	3.6	6.5	平底	1/50
CP24N	24	1.9	3.4	平底	1/50
CP48N	48	0.88	1.3	平底	1/50
CP96FN	96	0.4	0.4	平底	1/100
CP96UN	96	0.4	0.4	U 底	1/100
CP96VN	96	0.4	0.4	V 底	1/100

组织培养处理后的培养板，以进行贴壁细胞培养

货号/P/N	孔数	培养面积 (cm ²)	体积 (ml)	孔底	只/箱
CP06T	6	9.5	16	平底	1/50
CP12T	12	3.6	6.5	平底	1/50
CP24T	24	1.9	3.4	平底	1/50
CP48T	48	0.88	1.3	平底	1/50
CP96FT	96	0.4	0.4	平底	1/100
CP96UT	96	0.4	0.4	U 底	1/100
CP96VT	96	0.4	0.4	V 底	1/100

细胞培养瓶 Cell Culture Flask



产品描述

规格：25毫升、75毫升、175毫升、225 mL

灭菌方式：伽马辐射

说明：医用级聚苯乙烯（PS）材质

细胞培养瓶：细胞培养瓶表面基于精密成型工艺，非常光滑，用显微镜观察，可提供清晰的视野

产品特点：

- 本产品由医用级USPVI级聚合物聚苯乙烯制成。
- 该产品是在一个10万级的无尘车间生产的。
- 大端口设计使操作管或细胞刮伤。烧瓶表面均匀光滑，通过显微观察可以获得清晰的视野。
- 疏水过滤帽可以防止真菌和细菌的入侵，隔水。
- 伽马辐射灭菌。
- 无热源，不含DNA酶，核糖核酸酶
- 两条产品生产线：1.用于贴壁细胞培养：通过亲水表面处理的细胞的初始粘附和增殖特性。2.对于悬浮细胞培养：其表面可以抵抗细胞的粘附，从而最大限度地减少细胞的损伤或损失。



大口设计，密封盖和透气盖



瓶身两侧有刻度



瓶表面光滑平整

细胞培养瓶订单信息

组织培养处理后的培养皿，以进行贴壁细胞培养

货号/P/N	培养面积 (cm ²)	容量 (ml)	盖子	只/包	包/箱
FK25V	25	50	通气帽	10	200
FK25P	25	50	带塞密封帽	10	200
FK75V	75	250	通气帽	5	100
FK75P	75	250	带塞密封帽	5	100
FK175V	175	750	通气帽	5	30
FK175P	175	750	带塞密封帽	5	30
FK255V	255	950	通气帽	5	25
FK2551V	255	950	通气帽	3	18
FK255P	255	950	带塞密封帽	5	25
FK150V	150	600	通气帽	5	30
FK150P	150	600	带塞密封帽	5	30
FKL175V	5层*175	3750	通气帽	1	8
FKL175P	5层*175	3750	带塞密封帽	1	8

酶标板 Elisa Plate

商品细节

材料：聚苯乙烯（PS）

包装：200只/箱

说明：酶标板

特点：1. 由高档医用聚苯乙烯（PS）制造。2. 96孔板，平底，适合Elisa使用。3. 可拆卸，可分为条带（8条或12条）和外框架



订单信息

货号	材质	尺寸	包装（只/箱）
LWEPO8	聚苯乙烯（PS）	96孔/可拆卸8条	200只/箱
LWEP12	聚苯乙烯（PS）	96孔/可拆卸12条	200只/箱

培养板 Culture Plate

商品细节

材料：聚苯乙烯（PS）

包装：200只/箱

说明：培养板

特点：1. 底边防滑区，便于抓握。2. 可叠起堆放的。



订单信息

货号	材质	尺寸	包装（只/箱）
LWCP06	聚苯乙烯（PS）	6孔	200只/箱
LWCP12	聚苯乙烯（PS）	12孔	200只/箱
LWCP24	聚苯乙烯（PS）	24孔	200只/箱
LWCP48	聚苯乙烯（PS）	48孔	200只/箱
LWCP96F	聚苯乙烯（PS）	96孔/平底	200只/箱
LWCP96U	聚苯乙烯（PS）	96孔/U底	200只/箱
LWCP96V	聚苯乙烯（PS）	96孔/V底	200只/箱

深孔板 Deepwell Plate

商品细节

材料：聚丙烯（PP）

包装：200只/箱

说明：深孔板

特点：1. 由优质PP制成。2. 体积：1ml*96孔，2ml*96孔。3. 可121℃时的高压釜。



订单信息

货号	材质	尺寸	包装（只/箱）
LWDP01	聚丙烯（PP）	1ml*96孔	200只/箱
LWDP02	聚丙烯（PP）	2ml*96孔	200只/箱

PCR 平板 PCR Plate

商品细节

材料：聚丙烯（PP）

包装：200只/箱

说明：适用于多数品牌PCR仪器

特点：1. 由优质PP制成。2. 温度范围：稳定在-20℃到100℃之间。3. 适合于大多数品牌和型号的PCR仪器。



订单信息

货号	材质	尺寸	包装（只/箱）
LWPCR96F	聚丙烯（PP）	96孔	200只/箱
LWPCR96B	聚丙烯（PP）	96孔/凸起	200只/箱
LWPCR96S	聚丙烯（PP）	96孔/围边	200只/箱
LWPCR384	聚丙烯（PP）	384孔	200只/箱

离心管 Centrifuge Tube

商品细节

尺寸(ml): 0.2、0.5、1.5、2、5、7、10、15、50

类型: 圆锥底, 自立式, 圆底

灭菌: 可灭菌、不灭菌

特点: -由高质量, 结晶透明的聚丙烯, 抗氯仿, 防漏制成。

-广泛应用于化学和生命科学研究, 适用于大多数品牌的离心机。

-可提供几乎所有类型的体积, 有圆锥形的底部和自立的底部, 有带白色的印刷区域, 便于标记。

-可在121°C下进行高压釜, 可冷冻至-80°C



订单信息

货号	体积	底部类型	灭菌与否	包装 (只/件, 件/箱)
CT00002NB	0.2	圆锥底	否	1000 只/件, 70 件/箱
CT00005NA	0.5	圆锥底	否	1000 只/件, 70 件/箱
CT001NA	1.5	圆锥底	否	500 只/件, 20 件/箱
CT002NA	2	圆锥底	否	500 只/件, 20 件/箱
CT005NA	5	圆底	否	500 只/件, 20 件/箱
CT007NA	7	圆底	否	500 只/件, 20 件/箱
CT010NA	10	圆底	否	100 只/件, 30 件/箱
CT010NB	10	圆底	否	100 只/件, 30 件/箱
CT015NA	15	圆锥底	否	100 只/件, 5 件/箱
CT015SA	15	圆锥底	是	100 只/件, 5 件/箱
CT050NA	50	圆锥底	否	50 只/件, 10 件/箱
CT050SA	50	圆锥底	是	50 只/件, 10 件/箱
CT150NA	50	自立	否	50 只/件, 10 件/箱
CT150SA	50	自立	是	50 只/件, 10 件/箱

巴氏移液管 Pasteur Pipette

商品细节

1. 由低密度聚乙烯制成。
2. 体积有1ml, 3ml, 5ml, 10ml。
3. 适用于液体转移。



订单信息

货号	体积 (ml)	包装 (只/箱)	材质
MPP001	10	5000	低密度聚乙烯
MPP003	200	5000	低密度聚乙烯
MPP005	1000	3000	低密度聚乙烯
MPP010	10	3000	低密度聚乙烯

接种针和接种环


商品细节

材料：聚苯乙烯 (PS)、树脂 (MBS)

孔径：1 m和10 m。

说明：接种针和接种环

特点：1. 由聚苯乙烯 (PS) 或树脂 (MBS) 制造。2. 孔径：1 m和10 m



订单信息

货号	类型	孔径 (μm)	材质	灭菌	包装 (只/包, 包/箱)
IL0001N	接种环	1	PS	否	1000 只/包, 10 包/箱
IL0001S	接种环	1	PS	是	1 只/包, 500 包/箱
IL0010N	接种环	10	PS	否	1000 只/包, 10 包/箱
IL0010S	接种环	10	PS	是	1 只/包, 500 包/箱
IL1001N	接种环	1+10	PS	否	1000 只/包, 10 包/箱
IL1001S	接种环	1+10	PS	是	1 只/包, 500 包/箱

血清移液管 Serological Pipette

商品细节

1. 由优质聚苯乙烯制成，便于清晰观察，管体光滑减少液体附着。
2. 体积1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 25ml, 50ml。
3. 彩色编码的环和包装，以更容易识别产品规格。
4. 所有吸管都配有过滤器塞，以防止过度填充。
5. 有伽马灭菌和非灭菌包装。
6. 无热原性、无细胞毒性和无溶血性。



订单信息

货号	体积(ml)	刻度(ml)	灭菌	包装(只/包, 包/箱)	只/箱
MLSP001S	1	1/100	是	50 只/包, 10 包/箱	3000
MLSP002S	2	1/100	是	50 只/包, 10 包/箱	3000
MLSP005S	5	1/10	是	50 只/包, 10 包/箱	1500
MLSP010S	10	1/10	是	50 只/包, 8 包/箱	1200
MLSP025S	25	2/10	是	50 只/包, 8 包/箱	600
MLSP050S	50	5/10	是	25 只/包, 4 包/箱	300
MLSP001N	1	1/100	否	50 只/包, 10 包/箱	3000
MLSP002N	2	1/100	否	50 只/包, 10 包/箱	3000
MLSP005N	5	1/10	否	50 只/包, 10 包/箱	1500
MLSP010N	10	1/10	否	50 只/包, 8 包/箱	1200
MLSP025N	25	2/10	否	50 只/包, 8 包/箱	600
MLSP050N	50	5/10	否	25 只/包, 4 包/箱	300

试管 Test Tube

商品细节


材料：聚苯乙烯PS、聚丙烯PP、LDPE低密度聚乙烯

烯说明：圆底, 锥形底部, 试管, 试管塞。

尺寸(mm)：12*60 12*75 13*75 13*78 13*100 15*100

16*100 16*102 22*120 20*153

特点：-由优质塑料：聚丙烯（PP）或聚苯乙烯（PS）制成。-有圆形底部和圆锥形底部。-塞子由优质低密度聚乙烯（LDPE）制成。



订单信息

货号	种类	尺寸(mm)	材料	包装(只/箱)
TTR1260S	圆底	12*60	PS	6000
TTR1260P	圆底	12*60	PP	6000
TTR1275S	圆底	12*75	PS	5000
TTR1275P	圆底	12*75	PP	5000
TTR1375S	圆底	13*75	PS	5000
TTR1375P	圆底	13*75	PP	5000
TTR1378S	圆底	13*78	PS	5000
TTR1378P	圆底	13*78	PP	5000
TTR13100S	圆底	13*100	PS	4000
TTR13100P	圆底	13*100	PP	4000
TTR15100S	圆底	15*100	PS	3000
TTR15100P	圆底	15*100	PP	3000
TTR16100S	圆底	16*100	PS	2500
TTR16100P	圆底	16*100	PP	2500
TTR16102S	锥形底	16*102	PS	2500
TTR16102P	锥形底	16*102	PP	2500
TTR1275S	细胞试管	12*75	PS	5000
TTR15100S	细胞试管	15*100	PS	5000
TTR22120S	圆底	22*120	PS	1200
TTR22153S	圆底	20*153	PS	1200
TS12	试管塞	Φ12	LDPE	5000
TS13	试管塞	Φ13	LDPE	5000
TS15	试管塞	Φ15	LDPE	1500
TS16	试管塞	Φ16	LDPE	1500

移液器吸头 Pipette Tip

商品细节

1. 由PP塑料制成。
2. 体积有10 μ l, 200 μ l, 1000 μ l。
3. 光滑的表面, 最大程度减少样品损耗。
4. 用于采集样本。
5. 可采用散装包装或袋装包装。
6. 有非无菌, 伽玛射线无菌, E0无菌三种



订单信息

	体积(μ l)	兼容	带过滤器	灭菌	包装(只/盒, 盒/箱)
MPT1010GN	10	适合 gilson	否	否	1000 只/盒, 50 盒/箱
MPT1200GN	200	适合 gilson	否	否	1000 只/盒, 50 盒/箱
MPT11000GN	1000	适合 gilson	否	否	500 只/盒, 30 盒/箱
MPT1010EN	10	适合 Eppendorf	否	否	1000 只/盒, 50 盒/箱
MPT1200EN	200	适合 Eppendorf	否	否	1000 只/盒, 50 盒/箱
MPT11000EN	1000	适合 Eppendorf	否	否	500 只/盒, 30 盒/箱
MPT1010GN	10	适合 gilson	是	否	1000 只/盒, 50 盒/箱
MPT1200GN	200	适合 gilson	是	否	1000 只/盒, 50 盒/箱
MPT11000GN	1000	适合 gilson	是	否	500 只/盒, 30 盒/箱
MPT2010N	10	适合 gilson	否	否	96 只/盒, 120 盒/箱
MPT2200N	200	适合 gilson	否	否	96 只/盒, 120 盒/箱
MPT21000N	1000	适合 gilson	否	否	100 只/盒, 60 盒/箱
MPT3010N	10	适合 gilson	是	否	96 只/盒, 120 盒/箱
MPT3200N	200	适合 gilson	是	否	96 只/盒, 120 盒/箱
MPT31000N	1000	适合 gilson	是	否	100 只/盒, 60 盒/箱
MPT2010S	10	适合 gilson	否	是	96 只/盒, 120 盒/箱
MPT2200S	200	适合 gilson	否	是	96 只/盒, 120 盒/箱
MPT21000S	1000	适合 gilson	否	是	100 只/盒, 60 盒/箱
MPT3010S	10	适合 gilson	是	是	96 只/盒, 120 盒/箱
MPT3200S	200	适合 gilson	是	是	96 只/盒, 120 盒/箱
MPT31000S	1000	适合 gilson	是	是	100 只/盒, 60 盒/箱