



MICROLAB
SCIENTIFIC

温州迈凯科技有限公司致力于成为过滤器行业的领先制造商，并满足客户对过滤器的所有需求。旗下“Microlab”品牌有多个系列针头式过滤器，适用多种实验室需求。提供不同膜材料、孔径、直径及特殊密封设计；彩色圆环与打印标识相结合，易于识别。为您提供更高效、更快速的选择！

系列：安捷伦，沃特斯，瓦里安，岛津等

尺寸：2ml,4ml,8ml,10ml

名称：8-425，9-425，10-425

自动取样品瓶

—Autosampler Vials & Caps—

8-425

8-425自动进样器玻璃瓶产品是标准的ND8mm开顶螺纹玻璃玻璃瓶



9-425

9-425自动进样器玻璃瓶产品是标准的ND9mm开顶螺纹玻璃玻璃瓶



10-425

10-425自动进样器玻璃瓶是标准的ND10mm开顶螺旋玻璃玻璃瓶



13-425

13-425自动进样器玻璃瓶是标准的ND13mm开顶螺旋玻璃玻璃瓶



15-425

15-425玻璃瓶为标准螺旋开顶玻璃瓶，广泛适用于储存各种药物中间体



钳口瓶

11mm钳口自动进样器玻璃瓶是标准的ND11mm卷曲顶部玻璃玻璃瓶

卡口瓶

11mm卡口自动进样器玻璃瓶是标准的ND11mm卷曲顶部玻璃玻璃瓶



储存瓶

储存瓶适用于各种药品中间体的包装



顶空瓶

顶空瓶具有用于安全密封的斜边瓶颈、均匀的玻璃厚度以实现均匀的热分布



EPA, VOA

提供20, 40, 60毫升EPA VOA小瓶，透明和琥珀色



- ▶ 为了安全起见，所有的小瓶都是平底的。
- ▶ 聚四氟乙烯/不锈钢锥隔片是最受欢迎的高效液相色谱应用。
- ▶ 预先切开的隔膜更容易被针刺穿。
- ▶ 预组装的瓶盖和隔层很方便，可以最大限度地减少处理过程中的污染。

8-425



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用, 预组装的盖和隔膜方便, 减少处理的污染。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。

描述			
体积 (ml)	1.5、2	颜色	透明、琥珀色
顶部设计类型	8-425 螺纹顶部	材质	玻璃
尺寸 (mm)	12*32	盖子	PP 盖子
膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫		
	聚四氟乙烯膜/橡胶隔垫		
	聚四氟乙烯隔垫		
包装	PP 小盒		

9-425



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。
- 预组装的盖和隔膜方便, 减少处理的污染。

描述			
体积 (ml)	0.3、0.7、1.5、2	颜色	透明、琥珀色
顶部设计类型	9-425 螺纹顶部	材质	高硼酸玻璃、PP
尺寸 (mm)	12*32	包装	PP 小盒
盖子	PP 盖子	膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫
	金属盖子		聚四氟乙烯隔垫

10-425



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。
- 预组装的盖和隔膜方便, 减少处理的污染。

描述	
体积 (ml)	1.5、2
顶部设计类型	10-425 螺纹顶部
尺寸 (mm)	12*32
颜色	透明、琥珀色
材质	高硼酸玻璃、PP
盖子	PP 盖子
膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫
	聚四氟乙烯隔垫
包装	PP 小盒

13-425



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。
- 预组装的盖和隔膜方便, 减少处理的污染。

描述	
体积 (ml)	4
顶部设计类型	13-425 螺纹顶部
尺寸 (mm)	15*45
颜色	透明、琥珀色
材质	高硼酸玻璃
盖子	PP 盖子
膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫
包装	PP 小盒

15-425



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。
- 预组装的盖和隔膜方便，减少处理的污染。

描述	
体积 (ml)	8、12
顶部设计类型	15-425 螺纹顶部
尺寸 (mm)	16.6*60、18.4*66
颜色	透明、琥珀色
材质	高硼酸玻璃
盖子	PP 盖子
膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫
包装	PP 小盒

11mm钳口



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。
- 预组装的盖和隔膜方便，减少处理的污染。

描述	
体积 (ml)	1.5、2
顶部设计类型	11mm 钳口
尺寸 (mm)	12*32
颜色	透明、琥珀色
材质	高硼酸玻璃、PP
盖子	铝盖
膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫
包装	PP 小盒

11mm卡口



- 所有的小瓶都是均匀平坦的底部为安全与使用。
- 聚四氟乙烯/硅胶隔片是典型的HPLC应用。
- 预裂缝隔膜更容易用针刺穿。
- 预组装的盖和隔膜方便，减少处理的污染。

描述	
体积 (ml)	1.5、2
顶部设计类型	11mm 卡口
尺寸 (mm)	12*32
颜色	透明、琥珀色
材质	高硼酸玻璃、PP
盖子	PP 盖
膜/隔垫	聚四氟乙烯膜/硅胶隔垫
包装	PP 小盒

顶空瓶



- 20mm钳口顶空瓶：20 毫米钳口压接颈，带有6 毫升、10毫升、20毫升的固定体积。提供平底或圆底设计，以实现准确的仪器兼容性。
- 18mm螺纹顶空瓶：18mm螺纹颈瓶，带有金属螺纹密封件，是钳口主导的顶空市场中的创新产品。然而，特别是对于难卷曲的金属盖，螺旋盖是一种方便的选择。

20mm 钳口顶空瓶			
货号	尺寸 (mm)	包装	描述
HV005CR	22.5*38	100	5ml 透明小瓶，钳口，圆底
HV010CR	22.5*46	100	10ml 透明小瓶，钳口，平底
HV110CR	22.5*46	100	10ml 透明小瓶，钳口，圆底
HV020CR	22.5*75	100	20ml 透明小瓶，钳口，平底
HV120CR	22.5*75	100	20ml 透明小瓶，钳口，圆底
18mm 螺纹顶空瓶			
货号	尺寸 (mm)	包装	描述
HV1810C	22.5*46	100	10ml 透明小瓶，18mm 螺口，圆底
HV1820C	22.5*75.5	100	20ml 透明小瓶，18mm 螺口，圆底

储存瓶适用于各种药品中间体、高价值化学品、化学试剂、生物试剂、化妆品、精华、油等的包装。适用于产品的长期储运，具有良好的密封性能。

储存瓶



货号	尺寸 (mm)	包装	描述
SV0902C	12*32	100	2mL 透明玻璃样品瓶 12x32mm 平底 9-425 螺纹顶部。
SV0902A	12*32	100	2mL 琥珀色玻璃样品瓶 12x32mm 平底 9-425 螺纹顶部。
SV1304C	15*45	100	4mL 透明玻璃样品瓶 15x45mm 平底 13-425 螺纹顶瓶。
SV1304A	15*45	100	4mL 琥珀色玻璃样品瓶 15x45mm 平底 13-425 螺纹顶瓶。
SV1807C	22*40	100	7mL 透明玻璃样品瓶 22x40mm 18-400 螺钉纹顶部。
SV1807A	22*40	100	7mL 琥珀色玻璃样品瓶 22x40mm 18-400 螺钉纹顶部。
SV1508C	17*60	100	8mL 透明玻璃样品瓶 17x60mm 15-425 螺纹顶部。
SV1508A	17*60	100	8mL 琥珀色玻璃样品瓶 17x60mm 15-425 螺纹顶部。
SV1810C	22*52	100	10mL 透明玻璃样品瓶 22x52mm 18-400 螺纹顶部。
SV1810A	22*52	100	10mL 琥珀色玻璃样品瓶 22x52mm 18-400 螺纹顶部。
SV1816C	22*70	100	16mL 透明玻璃样品瓶 22x70mm 18-400 螺纹顶部。
SV1816A	22*70	100	16mL 琥珀色玻璃样品瓶 22x70mm 18-400 螺纹顶部。
SV2420C	27.5*57	100	20mL 透明玻璃样品瓶 27.5x57mm 24-400 螺纹顶部。
SV2420A	27.5*57	100	20mL 琥珀色玻璃样品瓶 27.5x57mm 24-400 螺纹顶部。
SV2430C	27.5*84	100	30mL 透明玻璃样品瓶 27.5x84mm 24-400 螺纹顶部。
SV2430A	27.5*84	100	30mL 琥珀色玻璃样品瓶 27.5x84mm 24-400 螺纹顶部。
SV2440C	27.5*95	100	40mL 透明玻璃样品瓶 27.5x95mm 24-400 螺纹顶部。
SV2440A	27.5*95	100	40mL 琥珀色玻璃样品瓶 27.5x95mm 24-400 螺纹顶部。
SV2460C	27.5*140	100	60mL 透明玻璃样品瓶 27.5x140mm 24-400 螺纹顶部。
SV2460A	27.5*140	100	60mL 琥珀色玻璃样品瓶 27.5x140mm 24-400 螺纹顶部。

- 所有的小瓶都是通过热脱附300级和预清洁的鉴定。
- 通过GC-MS吹脱-捕集鉴定。
- 透明和琥珀色的高硼酸玻璃可选。
- 预组装的盖和隔膜方便，减少处理的污染。
- 兼容岛津、C&G Container、EP Scientific/Thermo、SUEZ Sievers等。
- ALWSCI Technologies是中国唯一能提供这小瓶的制造商。

顶空瓶



描述			
名称	EPA VOC TOC 小瓶	颜色	透明、琥珀色
体积 (ml)	20、40、60	材质	USPI 型，硼硅酸盐玻璃
尺寸 (mm)	27.5*95	盖子	黑色和白色的 pp 防尘盖
膜/隔膜	3mm 厚，聚四氟乙烯膜/硅胶隔膜		
型号	24-400		
兼容品牌	C&G Container、EP Scientific/ Thermo、SUEZ Sievers、Shimadzu,		
包装	72 只/PP 小盒		

高效液相色谱配件

小瓶架



提供PP/丙烯酸瓶架和瓶盒，易于处理和运输样品瓶。

- 聚丙烯/丙烯酸(亚克力)小瓶架可以抵抗大多数溶剂腐蚀。
- 透明的材质的瓶架，易于清洗。
- 色彩鲜明的瓶架，更易于识别选择。
- 结构稳固，放置稳定。
- 提供了四种尺寸，适合于所有的样品瓶。

货号	描述
VR02A	丙烯酸小瓶架，透明 50#，直径 12.5mm，适用 2 毫升的小瓶
VR04A	丙烯酸小瓶架，透明 50#，直径 16.5mm，适用 4 毫升的小瓶
VR20A	丙烯酸小瓶架，透明 50#，直径 22.5mm，适用顶空瓶
VR24A	丁烯酸小瓶架，透明 50#，直径 28.5mm，适用 24-400 小瓶
VR02P	PP 小瓶架，蓝色 50#，直径 12mm，适用 2 毫升的小瓶
VR04P	PP 小瓶架，蓝色 50#，直径 16mm，适用 4 毫升的小瓶
VR20P	PP 小瓶架，白色 40#，直径 24mm，适用顶空瓶
VR24P	丙烯酸小瓶架，白色 40#，直径 28mm，适用 24-400 小瓶
VB02P	PP 小瓶盒，带编号帽，透明 100#，直径 12mm，适用 2 毫升的小瓶



样品前处理注射器

质PP材料制成，具有良好的耐化学性

- 两件套式注射器仅用于实验室使用。
- 体积：1 毫升，2 毫升，5 毫升，10 毫升，20 毫升。
- 注射器采用优质 PP 材料制成，具有良好的耐化学性。
- 所有注射器设计匹配注射器过滤器和样品瓶一起。

订单信息		
货号	描述	包装（只/件）
SY01	1mL 一次性 HPLC 实验样品预处理注射器。	100
SY03	3ml 一次性 HPLC 实验样品预处理注射器。	100
SY05	5mL 一次性 HPLC 实验样品预处理注射器。	100
SY10	10mL 一次性 HPLC 实验样品预处理注射器。	100
SY20	20mL 一次性 HPLC 实验样品预处理注射器。	100

手动压盖，拆盖钳



手动拆盖钳产品广泛应用于色谱实验室的钳口样品瓶盖。

温州迈凯科技有限公司旗下微实验室®手动压盖钳、手动拆盖钳产品广泛应用于色谱实验室的钳口样品瓶盖。

产品	手动压盖钳，手动拆盖钳	
适用	11mm/20mm 钳口样品瓶	
兼容	Agilent, Waters, Varian, Thermo-Fisher	
应用	铝盖	
订单信息		
货号	应用	描述
CR11	连接 11mm 铝盖密封件	11mm 手动压盖钳
CR20	连接 20mm 铝盖密封件	20mm 手动压盖钳
DCR20	拆卸 20mm 铝盖密封件	20mm 手动拆盖钳

内插管瓶



Plastic Micro Insert



Plastic Vials



High Recovery vials

我们的内插管产品有锥形底部，平底，锥形底部加支架。

-内插管插入小瓶是许多高相液相高价值样品分析的经济选择。

-锥底带支架内插管是自对准的，并提供一个缓冲，防止进样针接触。

名称	内插管
材质	高硼酸玻璃、PP
用于8-425样品瓶	100u1 (29*4.8mm) 200u1 (31*5mm) 300u1 (31*5mm)
用于9-425、11mm钳口、11mm卡扣	250u1 (29*5.7mm) 300u1 (31*6mm) 400u1 (31.6mm)
包装	PP 小盒